

Produkt News

ZÜRICH, DEN 17. MÄRZ 2010

Snappy™ Abutment 4.0 und 5.5 – Das ideale Abutment für den Seitenzahnbereich jetzt in zwei Grössen

Nobel Biocare bietet neu das Snappy Abutment in zwei Grössen an. Erhältlich ist das Snappy Abutment ab sofort in den Längen 4.0 und 5.5 mm. Das Snappy Abutment erlaubt dank seinem Profil und Design eine praktische Verwendung ohne jegliche Korrektur. Zudem ermöglicht die interne Klickverbindung eine ausgesprochen einfache Abformung. Das Snappy Abutment stellt eine einfache prothetische Lösung dar, bestens geeignet für die Versorgungen im Seitenzahnbereich, insbesondere für teilbezahnte Kiefer und Einzelzahnversorgungen mit einem Implantat.

Einfache Handhabung

Das Snappy Abutment erlaubt eine sehr einfache und präzise Handhabung. Modifikationen müssen dank des vorgegebenen, standardisierten Designs in der Regel nicht mehr vorgenommen werden. Zudem werden alle für die Versorgung notwendigen prothetischen Komponenten und Einzelteile wie Abutment, Abutmentschraube, Impression Coping, Healing Cap bzw. Temporary Coping in einer Verpackung geliefert. Das Snappy Abutment stellt somit eine kostengünstige, zeitsparende und zugleich äusserst funktionelle prothetische Lösung dar.

Effiziente Versorgung

Der Zahnarzt entfernt zunächst den Gingivaformer. Anschliessend wird das Snappy Abutment mit 35 Ncm auf dem Implantat fest aufgeschraubt. Als Instrument ist hierbei lediglich der Unigrip Schraubendreher notwendig. Nach dem Einsetzen des Snappy Abutments wird das einfach zu handhabende Impression Coping (Abformpfosten) mit einem „Klick“ aufgesetzt. Das Snappy Abutment ist so gestaltet, dass es eine

Orientierungshilfe nach bukkal vorgibt. Anschließend wird Abformmaterial auf den Abformpfosten injiziert und eine Pick-Up-Abformung vorgenommen. Mit diesem Verfahren lässt sich eine sehr präzise Abformung des Snappy Abutment und der Präparationsgrenze erzielen, ohne dass ein Retraktionsfaden gelegt werden muss. Das zahntechnische Labor kann dann ein verfügbares Abutment Replikat und eine vorgefertigte Kunststoffkappe passend zur Grösse des Abutments verwenden. Zudem stehen dem Zahnarzt ein der jeweiligen Grösse entsprechendes Temporary Coping zur Herstellung eines Provisoriums zur Verfügung. Die endgültige Restauration wird im herkömmlichen Verfahren für Kronen- und Brücken hergestellt. NobelProcera™ bietet hierfür die gesamte Palette an herausnehmbaren und festsitzende Restaurationen für alle Indikationen an. Sowohl für hochwertige wie auch kosteneffiziente Lösungen.

Ausführungen und Grössen

Das neue Snappy Abutment Set enthält alle notwendigen Komponenten zum Einsetzen des Aufbaus, zur Durchführung einer Abformung und zur Herstellung eines Provisoriums. Die verfügbaren Artikel sind mit 4 oder 5- beschriftet, je nach verwendeter Höhe des Abutments: 4 mm oder 5.5 mm. Das Snappy Abutment ist für alle Nobel Biocare Implantatsysteme, nämlich für NobelReplace, Brånemark, NobelActive und für alle Plattformdurchmesser NP, RP, WP, and 6.0 erhältlich.

Nobel Biocare™ (NOBN, SIX Swiss Exchange) ist das weltweit führende Unternehmen für innovative restaurative und ästhetische Dentallösungen. Als Anbieterin von Gesamtlösungen verfügt Nobel Biocare von der Wurzel bis zum Zahn über die umfassendste Lösungspalette – von der Einzelzahnversorgung bis hin zur Restauration vollständig zahnloser Kiefer. Das Lösungsportfolio beinhaltet Zahnimplantate (inklusive der wichtigsten Marken NobelActive™, Brånemark System® und NobelReplace™), individualisierte Prothetik und Geräte (NobelProcera™), schablonengestützte Chirurgerverfahren und Biomaterialien. Nobel Biocare beschäftigt rund 2'250 Mitarbeitende und weist für 2009 einen Umsatz von EUR 581,4 Mio. aus. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz. Produziert wird an sieben Standorten in Kanada, Israel, Japan, Schweden und den USA. Nobel Biocare verfügt über 35 direkte Verkaufsorganisationen.

Weiterführende Informationen:

Pressekontakt:

Nobel Biocare Holding AG
Dr. Kai Klimek
Global Manager Market Communication
Postfach
CH - 8058 Zürich - Airport
Tel.: +41 (0) 43 211 42 40
Fax: +41 (0) 43 211 42 42
kai.klimek@nobelbiocare.com



Bild 1:

Snappy Abutment in zwei Größen an.
Erhältlich ist das Snappy Abutment ab sofort
in den Längen 4.0 und 5.5 mm. Das Snappy
Abutment ist für alle Nobel Biocare
Implantatsysteme und für alle
Plattformdurchmesser NP, RP, WP, and 6.0
erhältlich.



Bild 2:

Die neue Verpackung enthält alle für die
Versorgung notwendigen prothetischen
Komponenten und Einzelteile wie Abutment,
Abutmentschraube, Impression Coping,
Healing Cap und Temporary Coping.