

Zubehör für den individuellen Bedarf



Die einzeln abnehmbaren Armlehnen lassen sich durch ein Kugelgelenk im vorderen Teil an die Position und Bedürfnisse des Patienten anpassen.



Für die Sicherheit Ihres Patienten können an vier Stellen der DreamLine Seitensicherungen schnell und einfach aufgesteckt werden.



Die Aufrichthilfe unterstützt Ihren Patienten und macht ihn unabhängig von fremder Hilfe.



Auch ein Infusionsstativ kann einfach und platzsparend am Kopfteil der DreamLine befestigt werden.



Die LED-Lampe bietet Ihrem Patienten ein angenehmes Licht zum Lesen oder Arbeiten während der Behandlung.

Standardfarbe Chromgrau

Amazonas

Feuer

Lima

Atoll

Eine Vielzahl an weiteren Polsterfarben ist auf besonderen Wunsch lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an!

Technische Daten:

Abmessungen

Gesamtbreite, ohne Armlehnen	90 cm
Gesamtlänge	230 cm
Breite Matratze	75 cm
Länge Matratze	215 cm
Gesamtgewicht	123 kg

Verstellmöglichkeiten

Rückenteilwinkel	0° – 75°
Sitzteilwinkel	0° – 25°
Beinteilwinkel	0° – 25°
Fußstütze	23 cm
Höhenverstellung, inkl. Matratze	55 – 95 cm


Elektrische Kennwerte

Schutzklasse	2
Schutzart	IPX 4
Entsprechend	EN 60601
Motoren	5

Sicherheit

Sichere Arbeitslast	200 kg
Winkel Schockposition	- 12°
Zeit Schockposition	20 sec

Die Therapieliege mit durchgehender Liegefläche – flexibel für mehr Komfort und Ruhe



Bionic Medizintechnik GmbH ... a JMS-corporation · Max-Planck-Straße 21 · D-61381 Friedrichsdorf/Germany
Telefon: +49(0)6172-75760 · Fax: +49(0)6172-757610 · info@bionic-jms.com · www.bionic-jms.com

Technische Änderungen vorbehalten
B-NOBDD/02.2011-09



Die DreamLine – damit Ihre Patienten während der Behandlung sowohl angenehm sitzen als auch bequem ruhen können



Eine sehr niedrige Ein- und Ausstiegshöhe – auch für Ihren Patienten im Rollstuhl.



Während der Behandlung kann Ihr Patient sich selbständig in eine angenehme und entspannende Komfortposition bringen.



Falls Ihr Patient liegen möchte, lässt sich die DreamLine ganz einfach in die bequeme Ruheposition einstellen.



Die Schockposition – sofort per Fußtaster aktivierbar – das Personal hat beide Hände für die Hilfe am Patienten frei.

Die neu entwickelte DreamLine erweitert perfekt die Vorteile einer Therapieliege durch eine durchgehende Liegefläche und bietet gleichzeitig Flexibilität und besonderen Komfort. Sie erfüllt die individuellen Wünsche Ihrer Patienten und bietet neben der Sitz- und der Komfortposition auch eine entspannende Ruheposition.

Die fünf Motoren ermöglichen ein einfaches und stufenloses Einstellen der gewünschten Liege- und Sitzposition mittels eines leicht zu bedienenden Handschalters. Die Höhe ist in einem Bereich von 55 cm bis 95 cm elektrisch einstellbar. Für mehr Bequemlichkeit während der Therapie, auch für unterschiedlich große Patienten, sorgt die elektrisch verstellbare Fußstütze. Durch die stabile Konstruktion ist die DreamLine in allen Positionen sehr sicher in der Anwendung. Für zusätzliche Sicherheit Ihres Patienten sorgt der Potentialausgleich nach EN 60601.

Unter der abnehmbaren Matratze befinden

sich einzelne desinfektionsmittelbeständige Kunststoffplatten, die für den hohen Liege- und Sitzkomfort der DreamLine sorgen und besonders leicht zu reinigen sind.

Weiterhin bietet eine große Auflagefläche im Untergestell ausreichend Platz für Zubehör oder dient als Ablagefläche, zum Beispiel für die Schuhe Ihrer Patienten.

In Notfällen wird die Schockposition über den Fußtaster schnell angefahren. Zusätzlich kann das Kopfteil besonders einfach abgenommen werden und bietet so mehr Freiraum für die Hilfe am Patienten.

Individuelles Zubehör wie Armlehnen, Infusionsstativ und Aufrichthilfe erhöhen die Funktionalität und Flexibilität der DreamLine und lassen sich platzsparend anbringen. Möchte Ihr Patient lesen oder arbeiten, so sorgt die LED-Lampe für ein angenehmes Licht. Für besondere Sicherheit gibt es insgesamt vier einfach aufsteckbare Seitensicherungen.



Der bedienerfreundliche Handschalter mit fest programmierter Liege- und Sitzposition ermöglicht eine einfache individuelle Einstellung.



Mit Hilfe der elektrisch verstellbaren Fußstütze lässt sich die DreamLine einfach und flexibel an die Körpergröße Ihrer Patienten anpassen.



Die beiden höhenverstellbaren Säulen gewährleisten hohe Stabilität in allen Positionen und eine ausreichend große Ablagefläche bietet zusätzlichen Platz.



Am Untergestell befindet sich sowohl der Fußtaster für die Schockposition als auch die Zentralbremse.



Das Kopfteil lässt sich im Notfall schnell und einfach abnehmen, so dass der Weg zum Patienten frei für Notfallmaßnahmen ist.



Unter der Matratze sorgen leicht zu reinigende Kunststoffplatten für eine stabile, sichere und hygienische Auflagefläche.